

誤接続防止コネクタ導入に関するご案内

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。特に経腸栄養分野については、円滑な施設間連携を図るため、本案内をもって情報提供させていただきます。

当院の製品切替え予定

2021年1月12日(火)をもって一斉に製品を入れ替えます。

※ただし入院患者様・外来患者様ともに、**現在使用(留置されている)方**に関しましては、**その方々の交換時期を目処**に新製品を使用させていただきます。

今後の対応

切替え日以降に当院から転出する患者さんは、右図の**新規格タイプ**の「オスコネクタ」を使用します。


このタイプの製品に接続するためには、

- ① 「新規格メスコネクタ」の製品を直接接続する。
- ② 「変換コネクタ」を介して、既存規格オスの製品と接続する。

のどちらかで対応する必要があります。

特に、旧規格と新規格で異なる接続を行う場合には、「**変換コネクタ**」がないと、接続できません。

※新規格品の供給都合上、一部製品は既存規格を使用して転出する場合がございます。



連携施設様へのご願い

2021年1月12日(火)以降については、貴施設におかれましても「**変換コネクタ**」のご準備もしくは**新規格製品**への切替えをお願いします。

お問い合わせ先

社会医療法人 三和会 永山病院 地域医療介護相談室

Tel: 072-453-1122 (代表)